


Anti-Glut1/Slc2A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If, Ihc-P, Elisa - P11166

Artikelnummer: CM0003197



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GLUT1/SLC2A1 (Glucosetransporter Typ 1). Validiert für IF, IHC-P und ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Glukosestoffwechsel, Blut-Hirn-Schranke und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GLUT1/SLC2A1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Spezies	Human
GenID (Human)	6513
GenID	6513
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11166
Proteinmasse	54kDa
Versand	Eisbeutel