


Anti-Glut1/Slc2A1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P11166

Artikelnummer: CM0014499



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen den menschlichen Glukosetransporter GLUT1/SLC2A1. Für Western Blot und ELISA validiert und geeignet zur Untersuchung des Glukosetransports, des Hirnstoffwechsels und verwandter Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUT1/SLC2A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6513
GeneID	6513
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-400 des menschlichen GLUT1/SLC2A1 (NP_006507.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11166
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku