

Anti-Glut2/Slc2A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11168

Artikelnummer: CM0031067

Einführung

Menschlicher GLUT2/SLC2A2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Glucosetransport- und Stoffwechselerkrankungs-Forschung in IVD-Umgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUT2/SLC2A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6514
Gen-ID	6514
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GLUT2/GLUT2/SLC2A2 (NP_000331.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11168
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel