

Anti-Glut2/Slc2A2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P11168

Artikelnummer: CM0003672

Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper zielt auf GLUT2/SLC2A2 ab, einen erleichternden Glukosetransporter. Er ist für WB und ELISA validiert und reagiert kreuz mit Proben von Mensch, Maus und Ratte – ideal für Studien zu Diabetes und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUT2/SLC2A2 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6514
Gen-ID	6514
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GLUT2/SLC2A2 (P11168) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11168
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel