


Anti-Glut3/Slc2A3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P11169

Artikelnummer: CM0008474



Einführung

Hochwertiger Anti-GLUT3/SLC2A3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den erleichterten Glukosetransporter GLUT3 (P11169) mit einem Molekulargewicht von 54 kDa ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUT3/SLC2A3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6515
Gen-ID	6515
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GLUT3/SLC2A3 (P11169) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11169
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel