


Anti-Glut4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Artikelnummer: CM0008277



Einführung

GLUT4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-GLUT4. Ideal für Diabetes- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUT4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLUT4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6517
Gen-ID	6517
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 410-509 von humanem GLUT4 (NP_001033.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14672
Proteingewicht	55 kDa/44 kDa
Versand	Eisbeutel