


Anti-Glut4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Artikelnummer: CM0026099



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GLUT4 (SLC2A4), validiert für WB, IF, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Essentiell für die Erforschung des insulinregulierten Glukosetransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLUT4
Spezies	Human
GeneID (Human)	6517
GeneID	6517
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-509 von humanem GLUT4 (NP_001033.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14672
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel