


## Anti-Glut4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Artikelnummer: CM0022135



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GLUT4 (Glukosetransporter Typ 4), geeignet für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zum Glukosetransport und zur Insulin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GLUT4 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Anmerkungen/Alias | GLUT4                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID            | 6517                                                                                                                      |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 210-310 von humanem GLUT4 (NP_001033.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | P14672                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 55kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |