

Anti-Glutaminase (GLs) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - O94925

Artikelnummer: CM0002283



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Glutaminase (GLS). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung des Glutaminstoffwechsels, der Nierenfunktion und der Regulation des Neurotransmitters Glutamat. Immunogen: Peptid aa 1-100 von humanem GLS.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glutaminase (GLS) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
Spezies	Human
GeneID (human)	2744
GeneID	2744
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Glutaminase (GLS) (O94925) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O94925
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel