

Anti-Glutaminase (GLs) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94925

Artikelnummer: CM0028994



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Glutaminase (GLS), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Glutaminstoffwechsels und der Neurotransmitterregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glutaminase (GLS) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
Spezies	Human
GeneID (Human)	2744
GeneID	2744
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O94925
Protein-Gewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel