


Anti-Glutamin-Synthetase (Glul) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Artikelnummer: CM0026682



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Glutamin-Synthetase (GLUL), validiert in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Glutamin-Stoffwechsel, Ammoniakentgiftung und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glutamin-Synthetase (GLUL) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; L)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2752
GenID	2752
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-373 der humanen Glutamin-Synthetase (GLUL) (NP_002056.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15104
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel