


Anti-Glutamin-Synthetase (Glul) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Artikelnummer: CM0022117



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliche Glutamin-Synthetase (GLUL). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt GS aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Stickstoffstoffwechsel und den Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glutamin-Synthetase (GLUL) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamin-Synthetase (GLUL)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2752
GenID	2752
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-373 der menschlichen Glutamin-Synthetase (GLUL) (NP_002056.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15104
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel