


Anti-Glutaredoxin 1 (Glrx) Kaninchen-Mak Für Wb & Elisa - P35754

Artikelnummer: CM0007114



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Glutaredoxin 1 (GLRX/GRX/TTase-1). Bestätigt für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der zellulären Redox-Regulation und des Thiol-Disulfid-Austauschs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Glutaredoxin 1 (GLRX) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	GRX; GRX1; Glutaredoxin 1 (GLRX)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2745
Gen-ID	2745
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 11-106 von humanem GLRX (NP_002055.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35754
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel