


Anti-Glutathion-Synthetase (Gss) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Artikelnummer: CM0003537



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humane Glutathion-Synthetase (GSS), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Glutathion-Stoffwechsels und oxidativen Stresses.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glutathion-Synthetase (GSS) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; Glutathion-Synthetase (GSS)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2937
Gen-ID	2937
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 der humanen Glutathion-Synthetase (GSS) (P48637) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48637
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel