

Anti-Glyat Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Ib77

Artikelnummer: CM0014456

Einführung

GLYAT Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert ist. Er erkennt humanes GLYAT und kreuzreagiert mit Maus und Ratte, was ihn für die Erforschung von Entgiftung, Stoffwechsel und Leberkrebs geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLYAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10249
Gen-ID	10249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-163 von humanem GLYAT (NP_005829.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6IB77
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche