

Monoklonaler Anti-Glyat/Gat-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ib77

Artikelnummer: CM0006889

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GLYAT/GAT (Gen-ID: 10249), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der metabolischen Entgiftung und von Leberkrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLYAT/GAT-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT/GAT
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10249
Gen-ID	10249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen GLYAT/GAT (NP_964011.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6IB77
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku