

## Anti-Glycerol Kinase (Gk) Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Artikelnummer: CM0002676

### Einführung

Glycerol kinase (GK) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf humanes, murines und rattes GK (P32189) ab, ein Schlüsselenzym im Glycerinstoffwechsel und in der Glycerolipidsynthese. Geeignet für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                            |
|-------------------|---------------------------------|
| Produktname       | Glycerol kinase (GK) Rabbit mAb |
| Bemerkungen/Alias | GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)  |
| Spezies           | Mensch                          |
| GenID (Mensch)    | 2710                            |
| GenID             | 2710                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid            |
| Quelle            | Kaninchen                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte             |
| SWISS             | P32189                          |
| Proteingewicht    | 61kDa                           |
| Versand           | Eisbeutel                       |