

Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Gegen Glycerinkinase (Gk) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Artikelnummer: CM0027675

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliche Glycerinkinase (GK). Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für Studien zum Glycerinstoffwechsel, Glycerolipidsynthese und verwandte Stoffwechselwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glycerinkinase (GK) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	GK1; GKD; Glycerinkinase (GK)
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	2710
GenID	2710
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 422-559 von Glycerinkinase (GK) (NP_001191948.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32189
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eispackung