


Anti-Glycophorin A (Gypa) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02724

Artikelnummer: CM0021151



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GYPa (Glycophorin A, CD235a, MN-Sialoglykoprotein) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Wichtiges Erythrozyten-Membranprotein, trägt MN-Blutgruppenantigene und dient als Rezeptor für HAV und P. falciparum. Molekulargewicht: ~16 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	GYPa Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYPa
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2993
GenID	2993
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-91 von humanem GYPa (P02724) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02724
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel