


Anti-Glycophorin C (Gypc) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04921

Artikelnummer: CM0002289



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen Glycophorin C (GYPC) gerichtet ist, für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zur Erythrozytenmembran und Forschung zu Blutgruppenantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glycophorin C (GYPC) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorin C (GYPC)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2995
GenID	2995
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 49-128 von humanem Glycophorin C (GYPC) (P04921) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04921
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel