


Anti-Glykophorin-C-(Gypc)-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04921

Artikelnummer: CM0017725



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Glykophorin C (GYPC), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines GYPC (14 kDa), ein Sialoglykoprotein, das an der Stabilität von Erythrozyten und der Funktion als Malariarezeptor beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glykophorin-C-(GYPC)-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glykophorin C (GYPC)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2995
Gen-ID	2995
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-128 des humanen Glykophorins C (Glykophorin C (GYPC)) entspricht (NP_002092.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04921
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku