

Anti-Glypican 3 (Gpc3) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P51654

Artikelnummer: CM0012580



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Glypican 3 (GPC3), validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für menschliches GPC3, ein Zelloberflächen-Proteoglykan, das an die Wnt- und Hedgehog-Signalwege beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Glypican 3 (GPC3) mAk
Bemerkungen/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2719
Gen-ID	2719
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 481-580 von menschlichem Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51654
Proteinmasse	66 kDa
Versand	Eisbeutel