

Monoklonaler Anti-Glypican-3-(Gpc3)-Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P51654

Artikelnummer: CM0006802



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Glypican 3 (GPC3), validiert für WB, IF/ICC, FC und ELISA. Geeignet für die Forschung in den Bereichen Krebs, Entwicklungsbiologie sowie Wnt-/Hedgehog-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glypican-3-(GPC3)-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2719
GeneID	2719
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 481–580 des humanen Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51654
Proteinmasse	66 kDa
Versand	Kühlakku