

Anti-Glypican 3 (Gpc3) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P51654

Artikelnummer: CM0019017



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Glypican 3 (GPC3) für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für Krebs- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Glypican 3 (GPC3) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2719
GenID	2719
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51654
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel