


Anti-GlyR1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q49A26

Artikelnummer: CM0025623



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GLYR1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Chromatinbiologie, Nukleosomen-Remodellierung und Genexpressionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLYR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NP60; NPAC; hNDF; BM045; HIBDL; N-PAC; GLYR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	84656 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 70-270 von humanem GLYR1 (NP_115958.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q49A26
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eistüte