

Anti-Glyt2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y345

Artikelnummer: CM0002626

Einführung

Anti-Glyt2 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB-, ELISA-Anwendungen. Validiert für Human-, Maus- und Rattenproben. Ziel ist der Natrium- und Chlorid-abhängige Glycin-Transporter 2, der für die glycinerge Neurotransmission entscheidend ist. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glyt2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9152
GeneID	9152
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem Glyt2 (Q9Y345) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y345
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel