

Anti-Gm-Csf Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01587

Artikelnummer: CM0011275

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus GM-CSF, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Ideal für Zytokinstudien und Forschung zur hämatopoetischen Differenzierung. SWISS: P01587.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GM-CSF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSf; MGI-IGM
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	1437
Gen-ID (Maus)	12981
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-141 von Maus GM-CSF (NP_034099.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01587
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel