

Anti-Gm-Csf-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48750

Artikelnummer: CM0008688

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen den Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor der Ratte (GM-CSF, CSF2). Für WB- und ELISA-Anwendungen validiert. Sekretiertes Zytokin mit 17 kDa. Für die Forschung zur Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GM-CSF-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	Gmcsf; Gm-csf
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	1437
GeneID	116630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-144 des Ratten-GM-CSF (NP_446304.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P48750
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel