

Anti-Gm130 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Artikelnummer: CM0030372



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GM130 (GOLGA2), validiert in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Molekulargewicht 113 kDa. Ideal für die Golgi-Apparat-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GM130 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GM130; DEDHMB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2801
GenID	2801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-300 von humanem GM130 (NP_004477.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08379
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel