

Anti-Gm130 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Artikelnummer: CM0024600



Einführung

Hochwertiger Anti-GM130 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q08379), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem GM130 (Golgin A2). Ideal für die Untersuchung der Golgi-Struktur, der Mitose und der Organisation des Zentrosoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GM130 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GM130; DEDHMB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2801
GenID	2801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-300 von humanem GM130 (NP_004477.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08379
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel