

Kaninchen-Poliklonales Anti-Gm13125/Pramef20-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vt98

Artikelnummer: CM0026842

Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Maus-Gm13125 (PRAMEF20), geeignet für Anwendungen WB, IHC-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch und Ratte und detektiert eine Bande von ~55 kDa. Ideal für die Untersuchung von Proteinen der PRAME-Familie mit leucinreichen Wiederholungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gm13125 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Gm13125; EG627009; Pramef20
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	645425
GenID	627009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 67-274 von Maus-Gm13125 enthält (NP_001108549.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VT98
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel