


Anti-Gmip Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P107

Artikelnummer: CM0021256



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes GMIP (GEM-interagierendes Protein, ARHGAP46). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der RhoA-GTPase-Regulation und zellulärer Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GMIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHGAP46; GMIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51291
GenID	51291
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-91 des humanen GMIP (NP_057657.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P107
Proteinmasse	107 kDa
Versand	Eisbeutel