


Anti-Gmnn Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75496

Artikelnummer: CM0006596



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes GMNN (Geminin) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines GMNN, einen Schlüsselinhibitor der DNA-Replikation und Zellzyklusregulator.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GMNN Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Gem; MGORS6; Geminin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51053
GenID	51053
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-209 von humanem GMNN (NP_056979.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75496
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel