

Anti-Gmps-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49915

Artikelnummer: CM0030795



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GMPS (GMP-Synthase) gerichtet ist. Validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen: Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 394-693 von humanem GMPS entspricht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GMPS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GATD7; GMPS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8833
GenID	8833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 394-693 von humanem GMPS (NP_003866.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49915
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel