

Anti-Gn1A Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q4Adv8

Artikelnummer: CM0022489

Einführung

Anti-Gn1a (OsCKX2) polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Zielt auf Cytokindehydrogenase 2 in Reis, einem Schlüsselregulator des Kornertrags. Gewonnen aus Kaninchen; kreuzreagiert mit *Oryza sativa*.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gn1a Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CKX2; Gn1a; OsCKX2; OsJ_00744; B1046G12.8
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
GenID	4327333
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 400-500 von <i>Oryza sativa</i> Gn1a (Q4ADV8) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q4ADV8
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel