

## Anti-Gna11 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P29992

Artikelnummer: CM0026792



### Einführung

Hochwertiges kaninchen-polyclonales Antikörper gegen GNA11 (G-Protein-Untereinheit alpha 11, SWISS P29992). Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur GPCR-Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | GNA11 Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Aliase | FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPOC2                                                                                       |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                            |
| GeneID (Mensch)    | 2767                                                                                                                              |
| GeneID             | 2767                                                                                                                              |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 250-350 des menschlichen GNA11 (NP_002058.2) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS              | P29992                                                                                                                            |
| Proteingewicht     | 42 kDa                                                                                                                            |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                         |