

## Anti-Gna11-Kaninchen-Polyklonalantikörper (Pab) Für Wb, If/Icc Und Elisa - P29992

Artikelnummer: CM0018782



### Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes GNA11, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes GNA11 (~42 kDa) und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der GPCR- und G-Protein-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GNA11-Kaninchen-pAb                                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11                                                                                              |
| Art               | Mensch                                                                                                                                          |
| GeneID (Mensch)   | 2767                                                                                                                                            |
| GeneID            | 2767                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen GNA11 (NP_002058.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                             |
| SWISS             | P29992                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 42 kDa                                                                                                                                          |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                        |