

Anti-Gna13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14344

Artikelnummer: CM0026448



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen GNA13 (G-Protein-Untereinheit Alpha-13). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Rho-Signalgebung und Mechanismen der Krebsinvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	GNA13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G13; HG1N; GNA13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10672
GenID	10672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 von menschlichem GNA13 (NP_006563.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14344
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel