

Anti-Gna13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P - Q14344

Artikelnummer: CM0019253



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GNA13 (G-Protein-Untereinheit alpha 13), validiert für IHC-P in humanen, murinen und Rattus-Gewebe. Rekombinantes Vollängen-Immunogen; geeignet für Untersuchungen der GPCR-RhoA-Signalübertragung, Krebsmetastasierung und Keimzentrenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNA13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNA13; G13; G-Protein-Untereinheit alpha 13
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10672
Gen-ID	10672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-377 von humanem GNA13 (NP_006563.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14344
Protein-Gewicht	33kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel