

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Gna13-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14344

Artikelnummer: CM0021917



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GNA13, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GNA13. Ideal zur Untersuchung der G-Protein-Signalübertragung, der RhoA-Aktivierung und der Krebsmetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNA13-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	G13; HG1N; GNA13
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10672
GeneID	10672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-210 des humanen GNA13 entspricht (NP_006563.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14344
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Icebag