

Anti-Gna15 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P30679

Artikelnummer: CM0024358

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes GNA15 (G-Protein-Untereinheit alpha-15), geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung von GPCR-Signalwegen in hämatopoetischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNA15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HG1L; GNA16; GNA15
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2769
Gen-ID	2769
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-374 von humanem GNA15 (NP_002059.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P30679
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel