

Anti-Gna15-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30679

Artikelnummer: CM0021404

Einführung

Hochwertiger polyklonaler GNA15-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot und ELISA, der auf das humane und murine G-Alpha-16-Protein abzielt. Ideal für die Erforschung der GPCR-Signalübertragung, Hämatopoese und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNA15-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HG1L; GNA16; GNA15
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2769
GeneID	2769
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 112-374 des humanen GNA15 (NP_002059.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P30679
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku