


Anti-Gnai1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P63096

Artikelnummer: CM0027553



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen GNAI1 (Gi, HG1B, NEDHISB) gerichtet ist. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Western Blot und ELISA. Beteiligt an der GPCR-Signalübertragung, Hemmung der Adenylatzyklase. Proteingewicht 40 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Gi; HG1B; NEDHISB; GNAI1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2770
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem GNAI1 (NP_002060.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63096
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel