


Anti-Gnai2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04899

Artikelnummer: CM0025335



Einführung

Anti-GNAI2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, reaktiv gegen menschliches und murines GNAI2. Vermittelt GPCR-Signalgebung, hemmt cAMP-Produktion und spielt eine Rolle bei Angiogenese und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAI2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2771
Gen-ID	2771
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-355 von menschlichem GNAI2 (NP_002061.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04899
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel