


Anti-Gnai2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04899

Artikelnummer: CM0015191



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen GNAI2 (G-Protein-Untereinheit alpha i2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der GPCR-Signalübertragung, Angiogenese und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAI2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2771
Gen-ID	2771
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-355 des humanen GNAI2 entspricht (NP_002061.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04899
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlpack