

Anti-Gnao1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P09471

Artikelnummer: CM0023393



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GNAO1, geeignet für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die G-Protein-Untereinheit Alpha o ab, die an der GPCR-Signalgebung und der cAMP-Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2775
GenID	2775
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 60-180 von humanem GNAO1 (NP_066268.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09471
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel