

Anti-Gnao1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P09471

Artikelnummer: CM0023385

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes GNAO1, geeignet für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist die G-Protein-Untereinheit alpha o, die an GPCR-Signalgebung und cAMP-Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2775
GeneID	2775
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 60-180 von humanem GNAO1 (NP_066268.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09471
Protein-Gewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel