

Anti-Gnaq Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P50148

Artikelnummer: CM0002553

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GNAQ (G-alpha-q), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die GPCR-Signalwegsforschung und die Beschaffung von diagnostischen Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAQ Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Spezies	Human
GeneID (Human)	2776
GeneID	2776
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-150 von humanem GNAQ (NP_002063.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50148
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel