

Anti-Gnaq-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50148

Artikelnummer: CM0013332



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GNAQ für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt GNAQ in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAQ Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2776
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-359 des humanen GNAQ (NP_002063.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50148
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel