

## Anti-Gnas Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Artikelnummer: CM0028960

### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GNAS, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt mehrere GNAS-Isoformen einschließlich Gs-alpha und NESP55, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Signaltransduktions- und neuroendokrine Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GNAS Kaninchen pAb                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Human)    | 2778                                                                                                                                   |
| Gen-ID            | 2778                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GNAS (P63092) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                            |
| SWISS             | O95467/P63092/P84996/Q5JWF2                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                              |